

Fiche technique

Seringue deux pièces avec aiguille Microlance BD Discardit II™

Renseignements Administratifs

Adresse :

Becton Dickinson France SAS
11 Rue Aristide Bergès
38800 Le Pont de Claix
Tél : 04.76.68.36.36
Fax : 04.76.68.36.21
e-mail : serviceclientbdf@bd.com
Site internet : www.bd.com/fr

Coordonnées du correspondant matériorvigilance

Tel : 04.76.68.34.47
Fax : 04.76.68.94.56
e-mail : stephane_laroche@europe.bd.com

Informations sur le dispositif

- **Dénomination commune** : Seringue deux pièces avec aiguille Microlance
 - **Dénomination commerciale** : BD Discardit™
 - **Code LPPR* (ex TIPS si applicable)** : NA
 - **Code Cladimed** : K54BB01
 - **Directive de l'UE applicable** : 93/42CEE
 - **Selon Annexe n°**
 - **Marquage CE** : AEMPS N.0318 – Certificat n.95 06 0006 CP Classe I
 - **Certification ISO** : AENOR –N° ER-0097/1994 – ISO 9001:2008; AEMPS – N° 2015 05 0047EN EN – ISO 13485:2013
- Date de première mise sur le marché dans l'UE** : 1980
- **Fabricant du DM** : Becton Dickinson, Fraga, Espagne

Description du dispositif

Photo :



Fiche technique HYP 02
Seringues 2 pièces



Fiche technique

Seringue deux pièces avec aiguille Microlance BD Discardit II™

Matériel stérile, usage unique

Références Catalogue

Références Catalogue : 300928, 309050, 309110, 300296

Conditionnement / emballages :

Ref 300928

UCD (Unité de Commande) : Qté, Type : 100 unités, une boîte

CDT (Multiple de l'UCD) : Qté, Type : 3000 boîtes : un carton

QML (Quantité minimale de livraison) : Qté, Type : 100 unités, une boîte

Ref 309050

UCD (Unité de Commande) : Qté, Type : 100 unités, une boîte

CDT (Multiple de l'UCD) : Qté, Type : 1800 boîtes : un carton

QML (Quantité minimale de livraison) : Qté, Type : 100 unités, une boîte

Ref 309110

UCD (Unité de Commande) : Qté, Type : 100 unités, une boîte

CDT (Multiple de l'UCD) : Qté, Type : 1200 boîtes : un carton

QML (Quantité minimale de livraison) : Qté, Type : 100 unités, une boîte

Ref 300296

UCD (Unité de Commande) : Qté, Type : 80 unités, une boîte

CDT (Multiple de l'UCD) : Qté, Type : 960 boîtes : un carton

QML (Quantité minimale de livraison) : Qté, Type : 80 unités, une boîte

Réf.	Désignation	Embout	Graduation	CONDITIONNEMENT			CORPS DE LA SERINGUE			PISTON			TOTAL
				Boîte / carton / palette	Longueur	Ø externe	Ø interne	Poids	Longueur	Poids	Poids		
300928	Seringue 2ml	Centré	Au 0.1 ml	100 / 3 000 / 36 000	51.65	10.00	8.80	8.80	63.55	0.93	2.17		
309050	Seringue 5ml	Excentré	Au 0.2 ml	100 / 1 800 / 21 600	63.26	13.56	12.30	2.06	76.45	1.79	3.85		
309110	Seringue 10ml	Excentré	Au 0.5 ml	100 / 1 200 / 14 400	76.33	16.92	15.60	3.17	90.55	2.82	5.99		
300926	Seringue 20ml	Excentré	Au 1 ml	80 / 960 / 11 520	89.60	21.52	20.10	5.14	103.00	4.96	10.11		

Etiquetage

Etiquette boîte



Sans latex naturel



0318



Sans DEHP


© 2015 BD

Tous droits réservés.

HYP 102 rev. 01 – 16/12/2015
page 2/4

Fiche technique

Seringue deux pièces avec aiguille Microlance
BD Discardit II™



Etiquette individuelle



Composition du dispositif

Composant	Matériau
Corps de seringue	Polypropylène (PP)
Piston	Polyéthylène
Lubrifiant	Amide (dans le corps de seringue)

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

- ✓ Absence de latex
- ✓ Absence de phtalates (DHP)

Domaine - Indications

Domaine d'utilisation : SOINS GENERAUX

Indications : Injection, aspiration de médicaments, aspiration de fluide corporel et de drogues

Pour toute information complémentaire sur les indications se reporter au fichier PDF « Conditions de conservation, stockage, sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation et informations complémentaires »

Procédé de stérilisation

DM stérile : Oui

Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène

Conditions de conservation et de

Température de stockage : température ambiante, éviter les températures extrêmes

Durée de vie : 5 ans après stérilisation



www.bd.com/fr

Fiche technique	Seringue deux pièces avec aiguille Microlance BD Discardit II™
-----------------	---

stockage	
----------	--

Conseils d'utilisation - Précautions	Mode d'emploi : Notice d'utilisation + recommandations pratiques + fiche technique HYP02 Indications : Injection, aspiration de médicaments, aspiration de fluide corporel et de drogues Précautions d'emploi et contre-indications : Notice d'utilisation + recommandations pratiques + fiche technique HYP02
---	---