

# TENA Discreet Normal

<b>Dénomination</b>	<b>Protection pour fuites urinaires légères à modérées</b>
<b>Référence</b>	<b>760482</b>
Code ACL/EAN	6219994 / 7322540851946
Référence Echantillon unitaire TENA	100222
Marquage CE	oui
Poids total (+/- 7%)	13,9 g
Dimension produit (+/- 7%)	275 x 82 mm
<b>Données Laboratoire</b>	
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	350 ml
Vitesse d'acquisition (s) Dose 1 * 20 ml	2,34 s
<b>Tolérance Cutanée</b>	
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex

<b>CONDITIONNEMENT</b>	Nbre de pièces / sachet	24
	Nbre de sachets / carton	12
	Nbre cartons / palette	45
	Poids du carton	4,46 kg
	Volume carton m <sup>3</sup>	0,035
	Volume m3 / 100 pièces	0,012
	Site de production	Hoogezand (Hollande)

## COMPOSITION

<b>NON TISSÉ</b>	<b>INTERIEUR</b> Composition	<b>Hydrophile, perméable, doux et résistant, absence de latex</b> Non tissé blanc avec des motifs fleuris violets
<b>DOUBLE MATELAS</b>	<b>MicroPROTEX</b> Composition	<b>Matelas absorbant fin pour une garde au sec et une discrétion à l'usage</b> Pulpe et SAP en mélange intime différencié dans les 2 matelas
	<b>PULPE</b> Nature	Pulpe de cellulose
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
	Poids des matelas	12,3 g
	Poids de la pulpe	8,9 g
	<b>SAP</b> Composition	Répartition en mélange intime et différenciée dans les deux matelas Polyacrylate de Sodium
	Poids	3,9 g
<b>FILM EXTERIEUR</b>	Couleur Composition	<b>Film sensation "textile", perméable à l'air et imperméable aux liquides</b> <b>Souple, silencieux et résistant</b> Blanc Non tissé

## BENEFICES PRODUIT

<b>Identification</b>	Sachet : information du modèle produit et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Carton : identification du code produit
<b>Facilité d'utilisation</b>	Sachet : ouverture facile Protection : protection facilement positionnable avec sa bande adhésive

## Confort et Sécurité

**TRIPLE PROTECTION™** Système qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs, et permet de garder la peau saine.

**BANDES ADHESIVES** 3 larges bandes pour un meilleur maintien

**POCHETTE INDIVIDUELLE** Verte, pratique, discrète et hygiénique, en polyéthylène

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.