

## Quality time for better care

"Quality time for better care" is the brand promise of Terumo Medical Care Solutions<sup>1</sup>

### HOSPITAL CARE

# AGANI™

## Aiguille hypodermique Informations sur le produit



## Aiguille hypodermique stérile, à usage unique

Rendre l'administration de médicaments aussi indolore que possible grâce à la géométrie spéciale de la pointe de lancette acérée et une canule enveloppée de silicone qui permet une pénétration en douceur et empêche tout effet de percussion<sup>3</sup>.

Description	Matériaux
1 Embase	Polypropylène + master batch
2 Canule	Acier inoxydable
Colle	Colle époxy
Lubrifiant	Huile de silicone

Ne contient aucun composant fabriqué à partir de PVC ou de latex naturel.



### Stérilisation

À l'oxyde d'éthylène pour un niveau de stérilité d'au moins 10<sup>-6</sup>



### Stockage

- Durée de conservation de 5 ans
- Le numéro de lot et la date d'expiration sont imprimés sur l'emballage
- Ne pas stocker à des températures et à une humidité extrêmes



### Précautions

- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation
- Ne pas réutiliser
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Éliminer en toute sécurité après usage unique pour éviter tout risque d'infection

<sup>1</sup> Du temps de qualité pour de meilleurs soins

<sup>2</sup> "Du temps de qualité pour de meilleurs soins", telle est la promesse de Terumo Medical Care Solutions

<sup>3</sup> Injection et accès. <sup>3</sup> Données internes - AGANI introduction material Juin 2020

## Gamme de produits

Référence	Couleur	ø de la canule	Longueur de la canule	Biseau
AN*1838R1	Rose	18G 1,20 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
AN*1838S1	Rose	18G 1,20 mm	1 ½ pouce 38 mm	Court 17°
AN*1925R1	Crème	19G 1,10 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
AN*1938R1	Crème	19G 1,10 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
AN*1938S1	Crème	19G 1,10 mm	1 ½ pouce 38 mm	Court 17°
AN*1950R1	Crème	19G 1,10 mm	2 pouce 50 mm	Standard 11°
AN*2025R1	Jaune	20G 0,90 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
AN*2038R1	Jaune	20G 0,90 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
AN*2116R1	Vert	21G 0,80 mm	5/8 pouce 16 mm	Standard 11°
AN*2125R1	Vert	21G 0,80 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
AN*2138R1	Vert	21G 0,80 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
AN*2150R1	Vert	21G 0,80 mm	2 pouce 50 mm	Standard 11°
AN*2232R1	Noir	22G 0,70 mm	1 ¼ pouce 32 mm	Standard 11°
AN*2238R1	Noir	22G 0,70 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
AN*2316R1	Bleu	23G 0,60 mm	5/8 pouce 16 mm	Standard 11°
AN*2325R1	Bleu	23G 0,60 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
AN*2332R1	Bleu	23G 0,60 mm	1 ¼ pouce 32 mm	Standard 11°
AN*2425R1	Violet	24G 0,55 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
AN*2516R1	Orange	25G 0,50 mm	5/8 pouce 16 mm	Standard 11°
AN*2525R1	Orange	25G 0,50 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
AN*2613R1	Marron	26G 0,45 mm	½ pouce 13 mm	Standard 11°
AN*2623R1	Marron	26G 0,45 mm	7/8 pouce 23 mm	Standard 11°
AN*2716R1	Gris	27G 0,40 mm	5/8 pouce 16 mm	Standard 11°
AN*2719R1	Gris	27G 0,40 mm	¾ pouce 19 mm	Standard 11°
AN*3013R1	Jaune	30G 0,30 mm	½ pouce 13 mm	Standard 11°



STERILE EO

## Conditionnement

Unité sous blister (Film/Papier)

**Boîte unitaire** de 100 pièces  
Dimensions 105 x 84 x 86 mm  
Pour les références d'articles  
AN\*1950R1 et AN\*2150R1  
dimensions 105 x 84 x 110 mm

**Carton d'expédition** 10 000 pièces,  
Dimensions 450 x 440 x 450 mm  
Pour les références d'articles  
AN\*1950R1 et AN\*2150R1  
5 000 pièces, dimensions  
545 x 240 x 450 mm

## Statut réglementaire

Certification CE –  
Dispositif médical de classe IIa

**Organisme notifié** TÜV Product  
Service GmbH, TÜV SUD Group,  
CE 0123.

**Fabricant** Zhejiang Kindly Medical  
Devices Co. Ltd. (Chine)

**Représentant CE** Shanghai  
International Corp. GmbH (Europe) -  
Hambourg, Allemagne

**Distributeur** TERUMO EUROPE S.A.  
Interleuvenlaan 40, 3001 Louvain,  
Belgique

## Choisissez parmi une large gamme de 18 G à 30 G

Le diamètre extérieur de l'aiguille peut être reconnu par  
l'embase à code de couleur ISO.

Dispositif médical exclusivement réservé aux  
professionnels de santé. Lire attentivement les  
instructions décrites sur l'emballage avant toute  
utilisation. Date de mise à jour : Février 2023

Tous les noms de marque sont des marques  
commerciales ou des marques déposées de  
TERUMO CORPORATION et de leurs propriétaires  
respectifs. Publié par Terumo Europe S.A.