

FICHE TECHNIQUE

Aiguilles AGANI par Terumo



DESCRIPTION:

Les aiguilles Agani en acier inoxydable sont hypodermiques et dotées de pointes à triple biseau et parois siliconées ultra-minces pour une pénétration indolore et efficace.

Les aiguilles sont stériles et sont emballées sous blister individuel.

Utilisées pour différentes injections ou prélèvements médicaux.

Ces aiguilles Agani sont dotées d'embases de couleurs en polypropylène translucide et sont conformes à la norme ISO 6009 autorisant ainsi les identifications rapides des aiguilles.

L'avantage, c'est qu'elles sont utilisables avec la quasi-totalité des seringues sur le marché puisqu'elles sont dotées du cône Luer.

Vendues dans une boîte de 100.

Modèles existants :

- 16 X 0,50 BN Orange - Boîte de 100
- 25 X 0,6 BN Bleu - Boîte de 100
- 38 X 0,7 BN Noir - Boîte de 100
- 38 X 0,9 BN Jaune - Boîte de 100
- 38 X 1,2 BN Rose - Boîte de 100
- 50 X 0,8 BN Vert - Boîte de 100